

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC 2T PATIENT UNIQUE NÉONATAL
N°2 (4-8CM)**

Réf. DSU231106

 SunTech Medical®

CE
0413



LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC 2T PATIENT UNIQUE NÉONATAL N°2 (4-8CM)

Réf. **DSU231106**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I Classe de précision de mesure : Classe I

Marquage : CE0413

Code barres : 3700446014629

Garantie (mois) : 0

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,343

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 02:01 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU231106

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.