

BRASSARD ORBIT-K AVEC MICROPHONE, LARGE ADULTE, SUNTECH

Réf. DSU230727

SunTech Medical®

GARANTIE
6
MOIS
MONTHS
GUARANTEE

CE
0413

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
I



BRASSARD ORBIT-K AVEC MICROPHONE, LARGE ADULTE, SUNTECH

Réf. **DSU230727**

Brassard tensiomètre Orbit-K™ spécifiquement conçus pour moniteur Tango™ d'épreuves d'effort SunTech Medical. Symbole du partenariat initié en 1986 avec la NASA, le brassard ORBIT délivre un confort exceptionnel et une sensation de vide comme un clin d'œil à l'espace.

Brassard taille petit ADULTE pour les bras d'une circonférence de 32-44 cm.

Brassard avec microphone.

Ils permettent d'effectuer des mesures de la pression artérielle fiables, répétées, car ils sont maintenus en place pendant toute la durée de l'épreuve d'effort cardiaque et s'avèrent ainsi confortables pour le patient. Ils bénéficient d'une conception qui assure le positionnement du microphone K-Sound le long de l'artère brachiale.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE0413	Code barres :	3700446012335
Garantie (mois) :	6	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,111
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU230727