

## BATTERIE LITHIUM POUR MONITEUR SUNTECH CT50

 SunTech Medical®

Réf. DSU222210



# BATTERIE LITHIUM POUR MONITEUR SUNTECH CT50

Réf. **DSU222210**

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661040214283
Garantie (mois) :		12	
Stérile :		Non	
Code douanier :			
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	6,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	20,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	3,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,534
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:51 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSU222210

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.