

CAPTEUR AURICULAIRE 3.0M SANS ADAPTATEUR POUR SUNTECH 247 ET CT40

SunTech Medical®

Réf. DSU250906



CAPTEUR AURICULAIRE 3.0M SANS ADAPTATEUR POUR SUNTECH 247 ET CT40

Réf. **DSU250906**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres :

3661040217699

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

90181990

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

2,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

14,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

16,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

0,010

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi :

(N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi :

(N/A)



15/11/2022 12:47 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU250906

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.