

## STATION SUNTECH CT40 PNI+SPO2 NELLCOR COMPATIBLE + TEMPÉRATURE FILAC 3000 + SOCLES À ROULETTES

Réf. DSU551443N

SunTech Medical®



GARANTIE  
**3**  
ANS  
YEARS  
GARANTIE

CE  
0413

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE II  
MEDICAL DEVICE

# STATION SUNTECH CT40 PNI+SPO2 NELLCOR COMPATIBLE + TEMPÉRATURE FILAC 3000 + SOCLES À ROULETTES

Réf. **DSU551443N**

## Station de Diagnostic évolutive pour la mesure ponctuelle des paramètres vitaux avec pied à roulettes

En utilisant la technologie SunTech de mesure de la pression artérielle, le CT40® est la seule station de diagnostic évolutive de ce type.

Conçue pour être facilement utilisée et adaptée dans tous les services de soins, la conception modulaire de cet appareil vous permet d'ajouter des modules d'oxymétrie de pouls et de thermométrie adaptés aux besoins de vos patients.

Mode adulte et pédiatrique

--

Fiabilité : Technologie Suntech : la référence mondiale de la mesure de la pression artérielle dans des conditions difficiles

--

Précision : Le mode de mesure moyenne de la pression artérielle personnalisable vous garantit des mesures précises et cohérentes.

3 modes de mesure PNI : automatique, auscultatoire et moyennée

--

Connectivité : Transfert de données utilisant des protocoles HL7 avec connexion réseau via un port Ethernet intégré ou, en option, en WIFI.

--

Flexibilité : La conception modulaire permet d'ajouter des modules en option comme : température et SpO2 (modules plug & play)

--

Simplicité : Interface utilisateur intuitive avec écran LCD ; Mémoire intégrée : 99 enregistrements

--

Autonomie : 20h, ou 200 cycles de prise de tension

--

Tailles brassards disponibles : petit enfant à large adulte et cuissard monobloc réutilisable ou à patient unique.

Livrée avec :

Station CT40 PNI+SpO2+Temp Filac

Brassard Suntech Adulte Plus 28-40cm

Brassard Suntech Extra Large 38-50cm

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0413

Code barres :

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 9018199560

Stérile : Non

### MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 03:44 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSU551443N

## STATION SUNTECH CT40 PNI+SPO2 NELLCOR COMPATIBLE + TEMPÉRATURE FILAC 3000 + SOCLES À ROULETTES

Réf. DSU551443N

### COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
DSU551400	STATION SUNTECH CT40 MODULE PNI (ACCESSOIRES INCLUS)	1
DSU551514	Socle à roulettes pour CT40 Suntech	1
DSU551401	Module SPO2 Nellcor Compatible pour Station CT40 Suntech	1
DSU551403	MODULE TEMPERATURE COVIDIEN FILAC 3000 POUR STATION SUNTECH CT40	1