

## ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASKIR 30 - FLACON/SACHET USAGE UNIQUE FLOVAC® , 2000 ML

Réf. BCFLOV17

CA-MI

GARANTIE  
2  
ANS  
YEARS  
GUARANTEE

CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE II  
MEDICAL DEVICE II



# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASKIR 30 - FLACON/SACHET USAGE UNIQUE FLOVAC® , 2000 ML

Réf. BCFLOV17

**Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.**

Convient aux patients trachéotomisés et est idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile.

Principales applications: Endoscopie, Gastroenterologie, Chirurgie générale, Soins à domicile, Obstétrique, Chambre, Med. vétérinaire.

- Composé de : Aspirateur New Askir 30 + Kit Flovac 2L (1x Bocal Flovac 2L réutilisable / 1x Poche UU stérile 2L Flovac/ 1x Set tubes Ø6X10mm+connecteurs / 1x Ecarteur Rond pour Système Flovac / 1x Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs)/ 1x Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités )

- Le système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide

- Pied à roulettes en option

- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Moteur: Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg

- Débit libre d'air max : 40 l/min

- Niveau Sonore : 60,5 dBA

- Cycle de fonctionnement ininterrompu

- Poids : 3,6 kg / Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040200026

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 35,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 21,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 18,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 3,600

Poids conditionnement (kg) :

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



31/03/2022 00:18 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. BCFLOV17

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASKIR 30 - FLACON/SACHET USAGE UNIQUE FLOVAC® , 2000 ML



Réf. BCFLOV17

## COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
BCASPI12	Aspirateur à Mucosités CA-MI New Askir 30 bocal polycarbonate 1L	1
BCASPI103	Bocal Flovac 2L réutilisable pour Aspiret Askir 20, 30 et C30BR 31841	1
BCASPI100	Poche FLOVAC UU 2L New Askir 20,30, 23012V, C36BR 31846	1
BCASPI111	Set tubes Ø6X10mm+connecteurs Flovac ASKIR 20/30/230/ASPIRET	1
BCASPI105	Ecarteur Rond pour Système Flovac New Askir 20,30,230/12VBR	1
BCASPI164	Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs) sf Askir12V/Emivac	1
BCASPI504	Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités	1