

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASKIR 20 - FLACON/SACHET USAGE UNIQUE FLOVAC®, 1 L

Réf. BCFLOV10

CA-MI

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE II
MEDICAL DEVICE



ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASKIR 20 - FLACON/SACHET USAGE UNIQUE FLOVAC®, 1 L

Réf. BCFLOV10

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Convient aux patients trachéotomisés et est idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile.

Principales applications: ORL, Soins à domicile, Chambre, Trachéotomie.

- Composé de : Aspirateur New Askir 20 + Kit Flovac 1L (1x Bocal Flovac 1L réutilisable / 1x Poche UU stérile 1L Flovac/ 1x Set tubes Ø6X10mm+connecteurs / 1x Ecarteur Rond pour Système Flovac / 1x Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs)/ 1x Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités)

- Le système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide

- Pied à roulettes en option

- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg

- Débit libre d'air max : 16 l/min

- Niveau Sonore : 60, 5 dBA

- Cycle de fonctionnement : Ininterrompu

- Poids : 2,5 kg / Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040200019

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 35,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 21,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 18,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 2,500

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 1

Humidité maxi : 85



31/03/2022 00:17 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCFLOV10

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASKIR 20 - FLACON/SACHET USAGE UNIQUE FLOVAC®, 1 L



Réf. BCFLOV10

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
BCASPI06	Aspirateur Mucosité CAMI-NewAskir 20- Bocal 1 L Autoclavable/Polycarb	1
BCASPI102	Bocal Flovac 1L réutilisable pour Aspiret, Askir 20 et 30 - 31843	1
BCASPI99	Poche FLOVAC UU 1L Aspiret, Askir 20 30 230 12V, 36BR 31848	1
BCASPI111	Set tubes Ø6X10mm+connecteurs Flovac ASKIR 20/30/230/ASPIRET	1
BCASPI105	Ecarteur Rond pour Système Flovac New Askir 20,30,230/12VBR	1
BCASPI164	Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs) sf Askir12V/Emivac	1
BCASPI504	Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités	1