

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASPIRET - FLACON/SACHET À USAGE UNIQUE FLOVAC® 2L


Réf. BCFLOV30

CA-MI

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE II



ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASPIRET - FLACON/SACHET À USAGE UNIQUE FLOVAC® 2L

Réf. BCFLOV30

Aspirateur chirurgical électrique fixe destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Convient aux patients trachéotomisés et est idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile.

Principales applications: ORL, Soins à domicile, Chambre, Trachéotomie

Composé de : Aspirateur New Aspiret + Kit Flovac 2L (1x Bocal Flovac 2L réutilisable / 1x Poche UU stérile 2L Flovac/ 1x Set tubes Ø6X10mm+connecteurs / 1x Ecarteur Rond pour Système Flovac / 1x Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs)/ 1x Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités)

- Pied à roulettes en option
- Le système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Accessoires fournis: Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande
- Vide Maximum (Ajustable) : 0.75 Bar -75 kPa -563 mmHg
- Débit libre d'air max: 15 l/min
- Niveau Sonore : 59, 6 dBA
- Cycle de fonctionnement: Ininterrompu
- Poids : 2,2 kg / Dimensions : 23 x 19 x 16 cm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040197227

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 23,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 19,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 16,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 2,200

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



31/03/2022 00:28 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCFLOV30

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASPIRET - FLACON/SACHET À USAGE UNIQUE FLOVAC® 2L



Réf. BCFLOV30

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
BCASPI01	Aspirateur à Mucosité CA-MI New Aspiret bocal polycarbonate 1L	1
BCASPI103	Bocal Flovac 2L réutilisable pour Aspiret Askir 20, 30 et C30BR 31841	1
BCASPI100	Poche FLOVAC UU 2L New Askir 20,30, 23012V, C36BR 31846	1
BCASPI111	Set tubes Ø6X10mm+connecteurs Flovac ASKIR 20/30/230/ASPIRET	1
BCASPI105	Ecarteur Rond pour Système Flovac New Askir 20,30,230/12VBR	1
BCASPI164	Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs) sf Askir12V/Emivac	1
BCASPI504	Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités	1