

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASKIR 30 PROXIMITY - BOCAL FLOVAC® 2L

Réf. BCFLOV405

CA-MI



GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE **II**



ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASKIR 30 PROXIMITY - BOCAL FLOVAC® 2L

Réf. BCFLOV405

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Convient aux patients trachéotomisés, l'idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile. La fonction "PROXIMITY" sert à activer ou désactiver le dispositif sans contacts tactiles et évite la contamination croisée entre deux patients.

Principales applications: Endoscopie, Gastroenterologie, Chirurgie générale, Soins à domicile, Obstétrique, Chambre, Med. vétérinaire.

- Composé de : Aspirateur New Askir 30 proximity + Kit Flovac 2L (1x Bocal Flovac 2L réutilisable / 1x Poche UU stérile 2L Flovac/ 1x Set tubes Ø6X10mm+connecteurs / 1x Ecarteur Rond pour Système Flovac / 1x Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs)/ 1x Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités)
- Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
- Débit libre d'air max : 40 l/min
- Niveau Sonore : 60,5 dBA
- Cycle de fonctionnement ininterrompu
- Bocal polycarbonate Makrolon autoclavable
- Bouton de régulation du flux et vacuomètre
- Coque ABS facilement lavable
- Filtre antibactérien
- Dimensions : 35 X 21 X 18 cm / Poids: 3kg60

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040200088

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908400

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 35,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 21,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 18,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 3,600

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



31/03/2022 00:28 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCFLOV405

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASKIR 30 PROXIMITY - BOCAL FLOVAC® 2L



Réf. BCFLOV405

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
BCASPI400	Aspirateur à Mucosité CA-MI New Askir 30 Proximity-Bocal polycarbo 1L	1
BCASPI103	Bocal Flovac 2L réutilisable pour Aspiret Askir 20, 30 et C30BR 31841	1
BCASPI100	Poche FLOVAC UU 2L New Askir 20,30, 23012V, C36BR 31846	1
BCASPI111	Set tubes Ø6X10mm+connecteurs Flovac ASKIR 20/30/230/ASPIRET	1
BCASPI105	Ecarteur Rond pour Système Flovac New Askir 20,30,230/12VBR	1
BCASPI164	Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs) sf Askir12V/Emivac	1
BCASPI504	Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités	1