

OXYMÈTRE DE POULS PC-60E AVEC CAPTEUR PÉDIATRIQUE DÉPORTÉ SOUPLE (2-8 ANS)

Réf. DPOXY02



OXYMÈTRE DE POULS PC-60E AVEC CAPTEUR PÉDIATRIQUE DÉPORTÉ SOUPLE (2-8 ANS)



Réf. **DPOXY02**

Pour une utilisation à l'hôpital, en cabinet médical et à domicile, pour adulte et enfant.

- Oxymètre de pouls adulte/enfant avec fonction on/off automatique
- Capteur pédiatrique déporté souple (2-8 ans) inclus
- Allumage automatique dès l'insertion du doigt dans l'oxymètre
- Arrêt automatique au bout de 6 secondes sans activité
- Affichage OLED haute résolution de la SPO2, PR, bargraphe et pléthyspogramme
- SpO2 de l'adulte au nourrisson
- Indicateur visuel de batterie faible ; autonomie : 30 heures en utilisation continue
- Ecran couleur multidirectionnel (4 positions) avec pléthysmogramme pour un placement optimal du doigt
- Alarmes sonores et visuelles (clignote) préréglées pour la SpO2 et le Pouls
- Dimensions : 61 x 31 x 33mm ; Poids : 59g (avec piles)
- Livré avec 2 piles type AAA alcaline, 1 dragonne et 1 housse de rangement

Spécifications SpO2

Plage de mesure 35% - 99% ; Précision +/-2% entre 70% - 99% +/-3% en dessous de 70%
Alertes SpO2 Seuil bas : 90%

Spécifications Pouls (PR)

Plage de mesure 30bpm - 240bpm ; Précision ±2bpm or ±2%
Alertes Pouls Seuil haut: 120bpm ; Seuil bas: 50bpm
Affichage Indice de Perfusion PI : Plage de mesure 0% - 20%

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical :	Oui	Classe IIa		
Marquage :	CE0123		Code barres :	6941900603110
Garantie (mois) :	24		Code douanier :	9018909911
Stérile :	Non			

MESURES

	Unité nue		Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :	3,1	Largeur conditionnement (cm) :	15,0
Longueur unitaire (cm) :	6,1	Longueur conditionnement (cm) :	23,0
Hauteur unitaire (cm) :	3,3	Hauteur conditionnement (cm) :	5,0
Poids unitaire (kg) :	0,059	Poids conditionnement (kg) :	0,100

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 23:09 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DPOXY02

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.