

TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR BRASSARDS : ADULTE, ENFANT, BRAS FORTS



Réf. DS99325_N



CE
0123



TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR BRASSARDS : ADULTE, ENFANT, BRAS FORTS

Réf. DS99325_N

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040217963

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 901890

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



15/11/2022 12:47 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DS99325_N

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.