

## OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYFROG



Réf. 221056



# OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYFROG



Réf. 221056

**Idéal pour la mesure du pouls des enfants**

**EN CE MOMENT :**

Pour 2 OXYFROG achetés, une PLV est offerte (réf. K90022) pour animer vos ventes et votre magasin. Profitez-en vite !  
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks de la PLV.

Haute précision des mesures :

- Capteur haute sensibilité
- Convient aux enfants de 10 kg à 40 kg

Facile d'utilisation et pratique :

- Compact & léger
- Arrêt automatique après 5 secondes
- Facile d'utilisation : 1 bouton

Information complémentaires :

- Livré avec une dragonne et 2 piles AAA LR03

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIb	
Marquage :	CE0123	Code barres :	06945040105442
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90181910
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	3,7	Largeur conditionnement (cm) :	7,3
Longueur unitaire (cm) :	5,9	Longueur conditionnement (cm) :	11,7
Hauteur unitaire (cm) :	3,5	Hauteur conditionnement (cm) :	4,9
Poids unitaire (kg) :	0,135	Poids conditionnement (kg) :	0,135
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/05/2022 12:32 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 221056

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.