

LOGICIEL PC-ECG POUR ECG CARDIOMATE (AVEC CLÉ PHYSIQUE)



Réf. 260038

LOGICIEL PC-ECG POUR ECG CARDIOMATE (AVEC CLÉ PHYSIQUE)



Réf. 260038

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	
Garantie (mois) :		0	
Stérile :		Non	
Code douanier :			
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		(N/A)	
Température maxi :		(N/A)	
Humidité mini :		(N/A)	
Humidité maxi :		(N/A)	



31/03/2022 03:27 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 260038

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.