

## OXYMÈTRE PORTABLE SPENGLER MASTER PALM 2



Réf. 223000P



# OXYMÈTRE PORTABLE SPENGLER MASTER PALM 2



Réf. **223000P**

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :		Code barres :	
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018199000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,718	Poids conditionnement (kg) :	0,718
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 03:27 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 223000P

## OXYMÈTRE PORTABLE SPENGLER MASTER PALM 2



Réf. 223000P

### COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
223000	Oxymètre portable Spengler Master palm 2 Spengler	1
223004	Lot de 2 protections silicon Spengler pour Master palm 2/3	1