

BOÎTE INOX, 25 X 10 X 5 CM

Réf. AI25105

 Holtex



BOÎTE INOX, 25 X 10 X 5 CM



Réf. **AI25105**

Pratique pour ranger des instruments chirurgicaux

- Vendu avec couvercle pour protéger les instruments
- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Existe en différentes dimensions

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040019543
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	10,0	Largeur conditionnement (cm) :	10,0
Longueur unitaire (cm) :	25,0	Longueur conditionnement (cm) :	25,0
Hauteur unitaire (cm) :	5,0	Hauteur conditionnement (cm) :	5,0
Poids unitaire (kg) :	0,563	Poids conditionnement (kg) :	0,563
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 14:47 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. AI25105

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.