

PORTE-PINCE À SERVIR, DIA. 50 MM, HAUTEUR 200 MM, AVEC COUVERCLE

Réf. AI11723



PORTE-PINCE À SERVIR, DIA. 50 MM, HAUTEUR 200 MM, AVEC COUVERCLE



Réf. AI11723

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040019321
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	5,0	Largeur conditionnement (cm) :	11,2
Longueur unitaire (cm) :	20,0	Longueur conditionnement (cm) :	24,2
Hauteur unitaire (cm) :	20,0	Hauteur conditionnement (cm) :	11,8
Poids unitaire (kg) :	0,222	Poids conditionnement (kg) :	0,222
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



09/11/2022 12:37 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. AI11723

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.