

## BOÎTE INOX, 18 X 8 X 4 CM

Réf. AI18084

 Holtex



# BOÎTE INOX, 18 X 8 X 4 CM



Réf. **AI18084**

**Pratique pour ranger des instruments chirurgicaux**

- Vendu avec couvercle pour protéger les instruments
- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement
- Existe en différentes dimensions

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE		Code barres : 3661040019482
Garantie (mois) :	12		Code douanier : 90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	8,0	Largeur conditionnement (cm) :	19,0
Longueur unitaire (cm) :	18,0	Longueur conditionnement (cm) :	21,5
Hauteur unitaire (cm) :	4,0	Hauteur conditionnement (cm) :	10,0
Poids unitaire (kg) :	0,256	Poids conditionnement (kg) :	0,265
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 14:47 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. AI18084

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.