

BOÎTE INOX, 20 X 10 X 5 CM

Réf. AI20105

 Holtex



BOÎTE INOX, 20 X 10 X 5 CM



Réf. **AI20105**

Pratique pour ranger des instruments chirurgicaux

- Vendu avec couvercle pour protéger les instruments
- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Existe en différentes dimensions

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040019505

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 10,6

Largeur conditionnement (cm) : 11,6

Longueur unitaire (cm) : 20,5

Longueur conditionnement (cm) : 21,6

Hauteur unitaire (cm) : 5,1

Hauteur conditionnement (cm) : 6,8

Poids unitaire (kg) : 0,397

Poids conditionnement (kg) : 0,397

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 14:47 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. AI20105

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.