

BOÎTE INOX, 25 X 12 X 6 CM

Réf. AD25126



BOÎTE INOX, 25 X 12 X 6 CM



Réf. **AD25126**

Pratique pour ranger des instruments chirurgicaux

- Vendu avec couvercle pour protéger les instruments
- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Existe en différentes dimensions

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040013770
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	12,0	Largeur conditionnement (cm) :	14,8
Longueur unitaire (cm) :	25,0	Longueur conditionnement (cm) :	27,0
Hauteur unitaire (cm) :	6,0	Hauteur conditionnement (cm) :	8,0
Poids unitaire (kg) :	0,726	Poids conditionnement (kg) :	0,744
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 14:42 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. AD25126

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.