

BOÎTE INOX, 35 X 18 X 8 CM

Réf. AI35158

 Holtex



BOÎTE INOX, 35 X 18 X 8 CM



Réf. **AI35158**

Pratique pour ranger des instruments chirurgicaux

- Vendu avec couvercle pour protéger les instruments
- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Existe en différentes dimensions

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040019659

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 18,0

Largeur conditionnement (cm) : 18,0

Longueur unitaire (cm) : 35,0

Longueur conditionnement (cm) : 35,0

Hauteur unitaire (cm) : 8,0

Hauteur conditionnement (cm) : 8,0

Poids unitaire (kg) : 1,250

Poids conditionnement (kg) : 1,250

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 14:49 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. AI35158

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.