

COUVERCLE INOX POUR BASSIN DE LIT PANTOUFLE INOX, 48 X 30 CM

Réf. AI14831



COUVERCLE INOX POUR BASSIN DE LIT PANTOUFLE INOX, 48 X 30 CM

Réf. AI14831

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040032917
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	30,0	Largeur conditionnement (cm) :	54,0
Longueur unitaire (cm) :	48,0	Longueur conditionnement (cm) :	39,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	2,0
Poids unitaire (kg) :	0,416	Poids conditionnement (kg) :	0,416
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 14:45 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. AI14831

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.