

BOÎTE ALUMINIUM, 18 X 9 X 3 CM, GRISE

Réf. AAT1893



BOÎTE ALUMINIUM, 18 X 9 X 3 CM, GRISE



Réf. **AAT1893**

Pratique pour le rangement des instruments de chirurgie

- Stérilisation à chaud ou à l'autoclave (134°-18 minutes)
 - Ne pas laver dans un nettoyeur à ultrasons ni dans une machine à laver
 - Attention : l'aluminium est incompatible avec certains produits de décontamination
- Format 18 x 9 x 3 cm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040000268

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 90184990

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 9,5

Largeur conditionnement (cm) : 9,5

Longueur unitaire (cm) : 18,4

Longueur conditionnement (cm) : 18,4

Hauteur unitaire (cm) : 3,0

Hauteur conditionnement (cm) : 4,8

Poids unitaire (kg) : 0,147

Poids conditionnement (kg) : 0,147

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 14:41 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. AAT1893

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.