

BOÎTE ALUMINIUM, 18 X 9 X 4 CM, GRISE

Réf. AAT1894



BOÎTE ALUMINIUM, 18 X 9 X 4 CM, GRISE



Réf. **AAT1894**

Pratique pour le rangement des instruments de chirurgie

- Stérilisation à chaud ou à l'autoclave (134°-18 minutes)
 - Ne pas laver dans un nettoyeur à ultrasons ni dans une machine à laver
 - Attention : l'aluminium est incompatible avec certains produits de décontamination
- Format 18 x 9 x 4 cm

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE		Code barres : 3661040000275
Garantie (mois) :	12		Code douanier : 90184990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	9,3	Largeur conditionnement (cm) :	9,3
Longueur unitaire (cm) :	18,3	Longueur conditionnement (cm) :	18,3
Hauteur unitaire (cm) :	2,5	Hauteur conditionnement (cm) :	2,5
Poids unitaire (kg) :	0,157	Poids conditionnement (kg) :	0,157
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



02/12/2022 12:28 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. AAT1894

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.