

BOÎTE INOX, 20 X 10 X 3 CM - PERFORÉE DESSUS/DESSOUS

Réf. AI20103P



 Holtex



BOÎTE INOX, 20 X 10 X 3 CM - PERFORÉE DESSUS/DESSOUS



Réf. AI20103P

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040067735

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 13,6

Largeur conditionnement (cm) : 13,6

Longueur unitaire (cm) : 28,0

Longueur conditionnement (cm) : 28,0

Hauteur unitaire (cm) : 5,5

Hauteur conditionnement (cm) : 5,5

Poids unitaire (kg) : 0,325

Poids conditionnement (kg) : 0,325

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 14:47 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. AI20103P

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.