

## BOÎTE INOX, 40 X 20 X 9 CM - PERFORÉE DESSUS/DESSOUS

Réf. AI40209P



 Holtex



# BOÎTE INOX, 40 X 20 X 9 CM - PERFORÉE DESSUS/DESSOUS

Réf. **AI40209P**

| CARACTERISTIQUES                     |           |                                 |               |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Dispositif médical :                 | Oui       | Classe I                        |               |
| Marquage :                           | CE        | Code barres :                   | 3661040067889 |
| Garantie (mois) :                    | 12        | Code douanier :                 | 90189090      |
| Stérile :                            | Non       |                                 |               |
| MESURES                              | Unité nue | Unité emballée                  |               |
| Largeur unitaire (cm) :              |           | Largeur conditionnement (cm) :  | 21,5          |
| Longueur unitaire (cm) :             |           | Longueur conditionnement (cm) : | 43,0          |
| Hauteur unitaire (cm) :              |           | Hauteur conditionnement (cm) :  | 11,0          |
| Poids unitaire (kg) :                | 1,400     | Poids conditionnement (kg) :    | 1,510         |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : |           |                                 |               |
| Température mini :                   | (N/A)     | Température maxi :              | (N/A)         |
| Humidité mini :                      | (N/A)     | Humidité maxi :                 | (N/A)         |



30/03/2022 14:49 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. AI40209P

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.