

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW EMIVAC, BOCAL POLYCARBONATE AUTOCLAVABLE, 400 ML, COMMANDE AU

Réf. BCASPI75

CA-MI

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GARANTEE

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
II



ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW EMIVAC, BOCAL POLYCARBONATE AUTOCLAVABLE, 400 ML, COMMANDE AU

Réf. BCASPI75

Aspirateur chirurgical à pédale, mobile qui convient aux aspirations d'urgence. Ne nécessitant ni graissage ni changement de batterie, il est par conséquent toujours prêt à l'emploi.

Son utilisation convient aux aspirations douces telles que les aspirations trachéales ainsi qu'aux jeunes enfants, jusqu'à 300 mmHg.

Applications principales: Voiture-Ambulance, Departements Urgences, Hopitaux mobiles, Obstetrique

- Fourni avec: un bocal de recueil autoclavable de 400 ml en polycarbonate et avec une valve anti-reflux / 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Moteur : manuel à pied

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,40 Bar -40 kPa -300 mmHg

- Débit libre d'air max : 22 l/min

- Poids : 1,15 kg

- Dimensions : 22 x 16 x 8 cm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 8033622540175

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 16,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 22,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 8,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 1,150

Poids conditionnement (kg) : 1,600

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 22:46 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI75

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.