

## PROBE N°1

Réf. IDSOND01



Exemples de SONDES RHEIN – Holtex  
Réf. IDSOND01, IDSOND19, IDSON23  
Existe également en n°2, 6, 8, 9, 16 et 17



## PROBE N°1



Réf. IDSOND01

FEATURES			
Medical device	Yes	Classe Ir	
Marquage	CE	Barcode	3661040016009
Guarantee (month):	24	Customs Code	9018.9090
Sterile	No		
INFORMATIONS	Main unit	Packaged unit	
Width (cm) :	2,0	Width packaging (cm):	
Length (cm) :	15,5	Length packaging (cm) :	
Height (cm) :	0,5	Height packaging (cm) :	
Weight (kg) :	0,027	Weight packaging (kg) :	0,027
SPECIFIC STORAGE CONDITION			
Temperature min	(N/A)	Temperature max	(N/A)
Humidity min	(N/A)	Humidity max	(N/A)



30/03/2022 15:37 - This article is available on our website : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) with the following reference IDSOND01

All characteristics are given for information only and may be changed