

PROBE N°8

Réf. IDSOND08



Exemples de **SONDES RHEIN** – Holtex
Réf. IDSOND01, IDSOND19, IDSON23
Existe également en n°2, 6, 8, 9, 16 et 17



PROBE N°8



Réf. IDSOND08

FEATURES			
Medical device	Yes	Classe Ir	
Marquage	CE	Barcode	3661040016030
Guarantee (month):	24	Customs Code	9018.9090
Sterile	No		
INFORMATIONS	Main unit	Packaged unit	
Width (cm) :	7,0	Width packaging (cm):	
Length (cm) :	20,5	Length packaging (cm) :	
Height (cm) :	0,5	Height packaging (cm) :	
Weight (kg) :	0,022	Weight packaging (kg) :	0,022
SPECIFIC STORAGE CONDITION			
Temperature min	(N/A)	Temperature max	(N/A)
Humidity min	(N/A)	Humidity max	(N/A)



30/03/2022 15:37 - This article is available on our website : www.gsh-med.fr with the following reference IDSOND08

All characteristics are given for information only and may be changed