

## PROBE N°23

Réf. IDSOND23



Exemples de **SONDES RHEIN** – Holtex  
Réf. IDSOND01, IDSOND19, IDSON23  
Existe également en n°2, 6, 8, 9, 16 et 17



## PROBE N°23



Réf. IDSOND23

FEATURES			
Medical device	Yes	Classe Ir	
Marquage	CE	Barcode	3661040016085
Guarantee (month):	24	Customs Code	9018.9090
Sterile	No		
INFORMATIONS	Main unit	Packaged unit	
Width (cm) :	1,5	Width packaging (cm):	
Length (cm) :	14,7	Length packaging (cm) :	
Height (cm) :	0,5	Height packaging (cm) :	
Weight (kg) :	0,023	Weight packaging (kg) :	0,023
SPECIFIC STORAGE CONDITION			
Temperature min	(N/A)	Temperature max	(N/A)
Humidity min	(N/A)	Humidity max	(N/A)



30/03/2022 15:38 - This article is available on our website : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) with the following reference IDSOND23

All characteristics are given for information only and may be changed