

KIT FLOVAC 2 LITRES POUR ASKIR 118 ET 36BR

CA-MI

Réf. BCASPI503



KIT FLOVAC 2 LITRES POUR ASKIR 118 ET 36BR

Réf. **BCASPI503**

Kit Flovac 2L, composé de:

- 1x BCASPI103 : Bocal Flovac 2L réutilisable pour Aspiret Askir 20, 30 et C30BR 31841
- 1x BCASPI100: Poche UU stérile 2L Flovac Aspiret, Askir 20,30, 23012V, C36BR 31846
- 1x BCASPI135: Set tubes Ø8x14mm+connecteurs Flovac ASKIR 36BR/C30/118/NEW HOSPIVAC
- 1x BCASPI105: Ecarteur Rond pour Système Flovac New Askir 20,30,230/12VBR
- 1x Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs) sf Askir12V/Emivac
- 1x Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040191706

Garantie (mois) : 0

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,844

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



31/03/2022 00:15 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI503

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

KIT FLOVAC 2 LITRES POUR ASKIR 118 ET 36BR



Réf. BCASPI503

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
BCASPI103	Bocal Flovac 2L réutilisable pour Aspiret Askir 20, 30 et C30BR 31841	1
BCASPI100	Poche FLOVAC UU 2L New Askir 20,30, 23012V, C36BR 31846	1
BCASPI135	Set tubes Ø8x14mm+connecteurs Flovac ASKIR 36BR/C30/118/NEW HOSPIVAC	1
BCASPI105	Ecarteur Rond pour Système Flovac New Askir 20,30,230/12VBR	1
BCASPI164	Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs) sf Askir12V/Emivac	1
BCASPI504	Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités	1