

KIT FLOVAC 1 LITRE POUR ASKIR 20/30/PROXIMITY/230/ASPIRET

Réf. BCASPI500

CA-MI

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE **II**



KIT FLOVAC 1 LITRE POUR ASKIR 20/30/PROXIMITY/230/ASPIRET

Réf. **BCASPI500**

Kit Flovac 1L, composé de :

- 1x BCASPI102 : Bocal Flovac 1L réutilisable pour Aspiret, Askir 20 et 30 - 31843
- 1x BCASPI99 : Poche UU stérile 1L Flovac Aspiret, Askir 20 30 230 12V, 36BR 31848
- 1x BCASPI111: Set tubes Ø6X10mm+connecteurs Flovac ASKIR 20/30/230/ASPIRET
- 1x BCASPI105: Ecarteur Rond pour Système Flovac New Askir 20,30,230/12VBR
- 1x BCASPI164: Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs) sf Askir12V/Emivac
- 1x Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0123	Code barres :	3661040191676
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	45
Humidité mini :	0	Humidité maxi :	85



31/03/2022 00:15 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI500

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

KIT FLOVAC 1 LITRE POUR ASKIR 20/30/PROXIMITY/230/ASPIRET

Réf. BCASPI500

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
BCASPI102	Bocal Flovac 1L réutilisable pour Aspiret, Askir 20 et 30 - 31843	1
BCASPI99	Poche FLOVAC UU 1L Aspiret, Askir 20 30 230 12V, 36BR 31848	1
BCASPI111	Set tubes Ø6X10mm+connecteurs Flovac ASKIR 20/30/230/ASPIRET	1
BCASPI105	Ecarteur Rond pour Système Flovac New Askir 20,30,230/12VBR	1
BCASPI164	Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs) sf Askir12V/Emivac	1
BCASPI504	Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités	1