

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASPIRET, BOCAL POLYCARBONATE AUTOCLAVABLE 2 L

Réf. BCPOLY02



CA-MI

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
II
a

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASPIRET, BOCAL POLYCARBONATE AUTOCLAVABLE 2 L

Réf. BCPOLY02

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Convient aux patients trachéotomisés et est idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile.

Principales applications: ORL, Soins à domicile, Chambre, Trachéotomie

- Le système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Pied à roulettes en option
- Accessoires fournis: Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande
- Vide Maximum (Ajustable) : 0.75 Bar -75 kPa -563 mmHg
- Débit libre d'air max: 15 l/min
- Niveau Sonore : 59, 6 dBA
- Cycle de fonctionnement: Ininterrompu
- Poids : 2,2 kg - Dimensions : 23 x 19 x 16 cm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040194745

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 23,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 19,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 16,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 2,200

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



31/03/2022 00:17 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCPOLY02

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASPIRET, BOCAL POLYCARBONATE AUTOCLAVABLE 2 L



Réf. BCPOLY02

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
BCASPI01	Aspirateur à Mucosité CA-MI New Aspiret bocal polycarbonate 1L	1
BCASPI81	Bocal Poli 2L pour New Aspiret, Askir 20, 30, C30BR, 36BR, Hospivac	1