

SET TUBES SILICONES Ø8X14 BOCAL + FILTRE POUR ASKIR 36BR/118/C30BR

Réf. BCASPI116

CA-MI



CE
0123



SET TUBES SILICONES Ø8X14 BOCAL + FILTRE POUR ASKIR 36BR/118/C30BR

Réf. **BCASPI116**

Jeu de tuyaux contenant:

- 1 tuyau x diam 8 / ext 14mm x longueur 150 cm
- 1 tuyau x diam 8 / ext 14mm x longueur 17 cm
- Connecteurs conique 10-11-12 mm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040166346

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 90330090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,242

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



23/09/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI116

2/2

HOLTEX

30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence - France

www.gsh-med.fr

Contact :

+33(0)4 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr