

## TENSIOMÈTRE SPENGLER MAXI+3 SUR SOCLE À ROULETTES AVEC SET DE 3 BRASSARDS (S, M, L)

Réf. 522708



# TENSIOMÈTRE SPENGLER MAXI+3 SUR SOCLE À ROULETTES AVEC SET DE 3 BRASSARDS (S, M, L)



Réf. 522708

La technologie SPENGLER dans un tensiomètre doté d'un cadran d'un diamètre de 147mm.

## GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire

## CONFORT

- Ambidextre
- Mesure lisible à distance
- Tubulure spiralée de 2,5 mètres
- Poire ergonomique grand volume pour un gonflage rapide
- Panier de rangement derrière le cadran
- Livré avec socle à roulettes

## BRASSARD

- Livré avec kit de 3 brassards (S, M,L), nylon

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0123

Code barres : 3700446031169

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 4,360

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/05/2022 12:31 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 522708

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.