

PRÉSENTOIR DE 6 TENSIONIC POIGNET ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Réf. 527522P



PRÉSENTOIR DE 6 TENSONIC POIGNET ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Réf. 527522P

Idéal pour automesure régulière, avec un très haut niveau de précision et une utilisation simple

Présentoir de 6 tensiomètres au poignet TENSONIC®.
Disponibilité 2ème trimestre pour le nouveau coloris : Myrtille.

TRÈS HAUTE PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Détecteur d'arythmie
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

FACILE D'UTILISATION

- Entièrement automatique
- Grand écran rétro-éclairé

USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 mémoires horodatées

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Circonférence du poignet 13,5-21 cm
- Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres :

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 1,815

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 03:27 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 527522P

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PRÉSENTOIR DE 6 TENSONIC POIGNET ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Réf. 527522P

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
527522	Tensonic poignet Adulte (M/L) Myrtille Spengler	6