

BRASSARD VIOLET (ML) (22-42CM) POUR AUTOTENSIO BRAS



Réf. 527343



BRASSARD VIOLET (ML) (22-42CM) POUR AUTOTENSIO BRAS



Réf. **527343**

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

| CARACTERISTIQUES | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Dispositif médical : | | Non | |
| Marquage : | | Code barres : | 3700446007522 |
| Garantie (mois) : | | Code douanier : | 90262040 |
| Stérile : | | Non | |
| MESURES | Unité nue | Unité emballée | |
| Largeur unitaire (cm) : | | Largeur conditionnement (cm) : | 12,0 |
| Longueur unitaire (cm) : | | Longueur conditionnement (cm) : | 16,0 |
| Hauteur unitaire (cm) : | | Hauteur conditionnement (cm) : | 3,0 |
| Poids unitaire (kg) : | | Poids conditionnement (kg) : | 0,124 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : | | | |
| Température mini : | | Température maxi : | (N/A) |
| Humidité mini : | | Humidité maxi : | (N/A) |



26/04/2022 12:33 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 527343