

## CABLE D'EXTENSION 2M SPO2 SPENGLER POUR SPENGLER MASTER PALM 2 & 3



Réf. 222237

CE  
0123



# CABLE D'EXTENSION 2M SPO2 SPENGLER POUR SPENGLER MASTER PALM 2 & 3



Réf. **222237**

Cable d'extension SpO2 pour oxymètres MASTER PALM 2 & 3 d'une longueur de 2 mètres

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIb	Classe de précision de mesure : Classe II
Marquage :	CE0123		Code barres : 3700446025373
Garantie (mois) :	0		Code douanier : 90330000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,071
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:40 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 222237

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.