

CAPTEUR SPO2 ADULTE SILICONE POUR SPENGLER MASTER PALM 2



Réf. 222254



CAPTEUR SPO2 ADULTE SILICONE POUR SPENGLER MASTER PALM 2



Réf. **222254**

Capteur spo2 adulte silicone pour oxymètre MASTER PALM 2

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446030247
Garantie (mois) :		Code douanier :	90181990
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,099
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:41 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 222254

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.