


CAPTEUR SPO2 ADULTE RIGIDE POUR SPENGLER MASTER PALM 2

Réf. 222250



CAPTEUR SPO2 ADULTE RIGIDE POUR SPENGLER MASTER PALM 2



Réf. **222250**

Capteur spo2 adulte rigide pour oxymètre MASTER PALM 2

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIb	
Marquage :	CE0123	Code barres :	3700446030209
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,103
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	1	Température maxi :	50
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:32 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 222250