

LOT DE 2 PROTECTIONS SILICON SPENGLER POUR MASTER PALM 2/3



Réf. 223004



CE
0123



LOT DE 2 PROTECTIONS SILICON SPENGLER POUR MASTER PALM 2/3



Réf. **223004**

Protection en silicone pour les oxymètres MASTER PALM 2 et MASTER PALM 3.
Lot de 2 protections, une jaune et une transparente.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIb	Classe de précision de mesure : Classe II
Marquage :	CE0123		Code barres : 3700446025434
Garantie (mois) :	0		Code douanier : 90330000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,074
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:41 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 223004