

## LYRE POUR PULSE II ALU ANODISE +TUBULURE NOIRE MAT (SANS EMBOUTS) SPE

Réf. 506980



# LYRE POUR PULSE II ALU ANODISE +TUBULURE NOIRE MAT (SANS EMBOUTS) SPE

Réf. 506980

Tubulure avec lyre alu anodisé pour stéthoscope PULSE II de SPENGLER.  
(sans embouts)

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	Code barres :	3700446030049	
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,060
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:44 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 506980

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.