

LYRE POUR MAGISTER II ALU BROSSE + TUBULURE NOIRE MAT (SANS EMBOUTS)

Réf. 506981



LYRE POUR MAGISTER II ALU BROSSE + TUBULURE NOIRE MAT (SANS EMBOUTS)

Réf. **506981**

Tubulure avec lyre alu brosse pour stéthoscope MAGISTER II de SPENGLER.
(sans embouts)

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446030056
Garantie (mois) :		Code douanier :	90181990
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,062
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:44 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 506981

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.