

LYRE SIMPLE TUBE BLEU AZUR SPENGLER



Réf. 507901



LYRE SIMPLE TUBE BLEU AZUR SPENGLER



Réf. **507901**

Tubulure de couleur bleu azur avec lyres pour stéthoscopes Magister® de SPENGLER

| CARACTERISTIQUES | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|--|
| Dispositif médical : | Oui | Classe I | Classe de précision de mesure : Classe I |
| Marquage : | | | Code barres : 3700446009434 |
| Garantie (mois) : | 60 | | Code douanier : 90181990 |
| Stérile : | Non | | |
| MESURES | Unité nue | Unité emballée | |
| Largeur unitaire (cm) : | | Largeur conditionnement (cm) : | |
| Longueur unitaire (cm) : | | Longueur conditionnement (cm) : | |
| Hauteur unitaire (cm) : | | Hauteur conditionnement (cm) : | |
| Poids unitaire (kg) : | | Poids conditionnement (kg) : | 0,080 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : | | | |
| Température mini : | (N/A) | Température maxi : | (N/A) |
| Humidité mini : | (N/A) | Humidité maxi : | (N/A) |



15/11/2022 12:46 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507901

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.