

## LYRE DOUBLE TUBE CHROME BORDEAUX SPENGLER

Réf. 507923



# LYRE DOUBLE TUBE CHROME BORDEAUX SPENGLER

Réf. **507923**

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I Classe de précision de mesure : Classe I

Marquage : Code barres : 3700446009601

Garantie (mois) : 0 Code douanier : 90181990

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : Poids conditionnement (kg) : 0,080

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A) Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A) Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 01:47 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 507923

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.