

MEMBRANE MULTIFRÉQUENCE CARDIO SONIC/BAGUE GRISE SPENGLER

Réf. 507935



MEMBRANE MULTIFRÉQUENCE CARDIO SONIC/BAGUE GRISE SPENGLER

Réf. 507935

Pièce détachée pour stéthoscopes Cardio Sonic® de SPENGLER.
Membrane multifréquence avec bague grise antifroids.

| CARACTERISTIQUES | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|--|
| Dispositif médical : | Oui | Classe I | Classe de précision de mesure : Classe I |
| Marquage : | | | Code barres : 3700446009663 |
| Garantie (mois) : | 0 | | Code douanier : 90181990 |
| Stérile : | Non | | |
| MESURES | Unité nue | Unité emballée | |
| Largeur unitaire (cm) : | | Largeur conditionnement (cm) : | |
| Longueur unitaire (cm) : | | Longueur conditionnement (cm) : | |
| Hauteur unitaire (cm) : | | Hauteur conditionnement (cm) : | |
| Poids unitaire (kg) : | | Poids conditionnement (kg) : | 0,005 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : | | | |
| Température mini : | (N/A) | Température maxi : | (N/A) |
| Humidité mini : | (N/A) | Humidité maxi : | (N/A) |



31/03/2022 01:47 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507935

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.