

## BAGUE ANTIFROID CORAIL GRANDE CLOCHE PR DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON

Réf. 507945B



# BAGUE ANTIFROID CORAIL GRANDE CLOCHE PR DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON

Réf. **507945B**

Pièce détachée pour stéthoscopes DUAL PULSE® II de SPENGLER.  
Bague antifroid de couleur corail pour grand pavillon.

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3700446030650

Garantie (mois) : 60

Code douanier : 90181990

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,002

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 01:48 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 507945B

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.