

BAGUE ANTIFROID ROSE GRANDE CLOCHE POUR DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON

Réf. 507947B



BAGUE ANTIFROID ROSE GRANDE CLOCHE POUR DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON

Réf. **507947B**

Pièce détachée pour stéthoscopes DUAL PULSE® II de SPENGLER.
Bague antifroid de couleur rose pour grand pavillon.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	Code barres :	3700446030674	
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,002
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:48 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507947B

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.