

BAGUE ANTIFROID NOIRE POUR MAGISTER II SPENGLER

Réf. 507970

BAGUE ANTIFROID NOIRE POUR MAGISTER II SPENGLER

Réf. **507970**

Pièce détachée pour stéthoscopes Magister® II de SPENGLER.
Bague antifroid de couleur noire.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3700446030438

Garantie (mois) : 0

Code douanier : 90181990

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,001

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 01:48 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507970

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.