

# MEMBRANE FLOTTANTE FIBRE DE VERRE POUR PETIT PAVILLON CARDIO PRESTIG

Réf. 507977

# MEMBRANE FLOTTANTE FIBRE DE VERRE POUR PETIT PAVILLON CARDIO PRESTIG

Réf. **507977**

Pièce détachée pour stéthoscopes Cardio Prestige® II de SPENGLER.  
Membrane multifréquence en fibre de verre pour pavillon pédiatrique.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446030360
Garantie (mois) :		Code douanier :	90181990
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,001
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:49 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 507977

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.