

POIRE DE RECHANGE SPENGLER POUR MOBI



Réf. 513719



POIRE DE RECHANGE SPENGLER POUR MOBI



Réf. **513719**

Pièce détachée : Poire pour tensiomètre MOBI de SPENGLER.
Le design de la poire SPENGLER épouse la géométrie de toutes les mains.
Son volume étant supérieur aux autres modèles, la puissance du gonflage est accrue.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446029272
Garantie (mois) :		Code douanier :	90189010
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,043
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:50 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 513719

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.